


1. メディア作成方法（1）

・電子カルテ（ナビゲーションマップ）から、メディアクリエーターを起動します。



1. メディア作成方法（2）

・メディアクリエーター画面から、メディア作成画像の選択、作成依頼を行います。

Portable Viewer Creation System ログイン **テスト医師** ユーザ切替 YOKOGAWA ◆

医療画像情報メディア作成 閉じる

患者ID **9999000013** テスト001 1976(S51).01.19 38歳 cm/kg 患者詳細

メディア作成情報

依頼科 産婦人科
依頼者 テスト医師
メディア作成日 2014/10/31
メディア作成区分 **1**
作成装置 AOC
メディア種別 CD
コメント

検査日 ~ モダリティ 検索 クリア

選択	検査日	モダリティ	AccessionNo	検査種別	画像	備考
<input type="checkbox"/>	2014/10/02	CT	99990000137	upper abdomen		
<input type="checkbox"/>	2013/02/20	CT	99990000136	upper abdomen		
<input type="checkbox"/>	2013/02/10	CR	99990000135			
<input type="checkbox"/>	2013/02/07	CT	99990000134	ABDOMEN		
<input type="checkbox"/>	2013/02/06	MR	99990000133	liver		
<input type="checkbox"/>	2013/01/12	CR	99990000132			
<input type="checkbox"/>	2012/10/10	XA	99990000131			

作成履歴 メディア作成 受取票印刷 画像

⑦「閉じる」をクリックで、終了します。

③「作成区分」を選択します。

* コメント欄にコメントを入力すると、オーダに反映されます。（任意入力です）

④メディアに書き込む画像を選択します。

* 画像欄のアイコンをクリックで、検査画像を確認することができます。（ビューが起動します）

⑤「メディア作成」をクリックします。確認ダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。

⑥受取票が別ウィンドウで表示されますので、「印刷」をクリックします。

※「OK」をクリックで、メディア作成が開始され、オーダが登録されます。
メディア作成キャンセルやオーダ取消は行えませんのでご注意ください。

放射線画像メディア受取票

依頼年月日 平成 26 年 10 月 22 日（水）
患者ID 9999000013
患者氏名 テスト001
依頼科(受診科) 内科 依頼者名 テスト医師
連絡先部署 内科・PHS

伝達事項
画像提出日 平成 年 月 日 ()
メディア引渡し担当者氏名 受取者氏名

1. メディア作成方法（3）

・受取票を印刷せずに受取票ウィンドウを閉じてしまった場合、以下の①、②どちらかの操作を行ってください。

- ①「メディア作成」ボタン横の「受取票印刷」ボタンをクリックし、再度ウィンドウを表示させて印刷を行う。
- ・メディア作成を行った直後は、「受取票印刷」ボタンがクリック可能です。
- ・メディア作成画面を一度閉じてしまった場合や、再検索を行った場合は「受取票印刷」ボタンがクリックできません。（②操作を行ってください）

②「作成履歴」ボタンをクリックし、作成履歴画面上から受取票を印刷する行を1つ選択し、「受取票印刷」をクリック、再度ウィンドウを表示し、印刷を行う。

Portable Viewer Creation System ログイン テスト医師 ユーザ切替 YOKOGAWA

医療画像情報メディア作成 閉じる

患者ID 9999000013 テストID 001 1976(S51).01.19 38 cm/kg 患者詳細

メディア作成情報

依頼科 皮膚科
依頼者 テスト医師

メディア作成日 2014/10/31

メディア作成区分

作成装置 AOC

メディア種別 CD

コメント

選択	検査日	モダリティ	AccessionNo	検査種別	画像	備考
<input type="checkbox"/>	2014/10/02	CT	99990000137	upper abdomen		
<input type="checkbox"/>	2013/02/20	CT	999900			
<input type="checkbox"/>	2013/02/10	CR	999900			
<input type="checkbox"/>	2013/02/07	CT	999900			
<input type="checkbox"/>	2013/02/06	MR	999900			
<input type="checkbox"/>	2013/01/12	CR	999900			
<input type="checkbox"/>	2012/10/10	XA	999900			

作成履歴 メディア作成 受取票印刷 画面クリア

②①の「受取票印刷」がクリックできない場合は、「作成履歴」をクリックします。
右図のような作成履歴画面が表示されるので、一覧から受取票を印刷する行を選択し、「受取票印刷」をクリックします。

Portable Viewer Creation System YOKOGAWA

作成履歴 閉じる

患者ID 9999000013 テストID 001 1976(S51).01.19 38 cm/kg 患者詳細

選択	検査日	検査科	検査医師	検査内容	装置	状態
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input checked="" type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	作成中
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	完了
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	完了

受取票印刷

↑ 作成履歴画面

2. メディア作成履歴の確認

・過去に行ったメディア作成履歴を確認する場合、作成履歴画面を起動します。

Portable Viewer Creation System ログイン テスト医師 ユーザ切替 YOKOGAWA

医療画像情報メディア作成 閉じる

患者ID 9999000013 テスト001 1976(S51).01.19 38歳 cm/kg 患者詳細

メディア作成情報

依頼科 産婦人科
依頼者 テスト医師
メディア作成日 2014/10/31
メディア作成区分
作成装置 AOC
メディア種別 CD
コメント

選択	検査日	モダリティ	AccessionNo	検査種別	画像	備考
<input type="checkbox"/>	2014/10/02	CT	99990000137	upper abdomen	内	
<input type="checkbox"/>	2013/02/20	CT	99990000136	upper abdomen	内	
<input type="checkbox"/>	2013/02/10	CR	99990000135		内	
<input type="checkbox"/>	2013/02/07	CT	99990000134	ABDOMEN	内	
<input type="checkbox"/>	2013/02/06	MR	99990000133	liver	内	
<input type="checkbox"/>	2013/01/12	CR	99990000132		内	
<input type="checkbox"/>	2012/10/10	XA	99990000131		内	

作成履歴 メディア作成 受取票印刷

①「作成履歴」をクリックします。
右図のような作成履歴画面が表示されます。

②作成履歴画面が表示されます。
「進捗」欄に、メディア作成状況が表示されます。
「完了」=メディア作成が完了しています。
「作成中」=メディア作成中です。
「失敗」=メディア作成に失敗しています。メディアパブリッシャーをご確認ください。

Portable Viewer Creation System YOKOGAWA

作成履歴 閉じる

患者ID 9999000013 テスト001 1976(S51).01.19 38歳 cm/kg 患者詳細

	検査日	科	医師	検査名	装置	進捗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input checked="" type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	作成中
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	失敗
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	完了
<input type="radio"/>	2014/10/22	内科	テスト医師	画像のみ CD 患者希望	AOC	完了

受取票印刷

↑ 作成履歴画面

3. メディアクリエイター画面の構成

Portable Viewer Creation System ログイン **テスト医師** ユーザ切替 YOKOGAWA ◆

医療画像情報メディア作成 閉じる

患者ID **9999000013** テスト001 1976(S51).01.19 38歳 cm/kg 患者詳細

メディア作成情報

依頼科 産婦人科
依頼者 テスト医師
メディア作成日 2014/10/31
メディア作成区分
作成装置 AOC
メディア種別 CD
コメント

検査日 ~ モダリティ 検索 クリア

選択	検査日	モダリティ	AccessionNo	検査種別	画像	備考
<input type="checkbox"/>	2014/10/02	CT	99990000137	upper abdomen		
<input type="checkbox"/>	2013/02/20	CT	99990000136	upper abdomen		
<input type="checkbox"/>	2013/02/10	CR	99990000135			
<input type="checkbox"/>	2013/02/07	CT	99990000134	ABDOMEN		
<input type="checkbox"/>	2013/02/06	MR	99990000133	liver		
<input type="checkbox"/>	2013/01/12	CR	99990000132			
<input type="checkbox"/>	2012/10/10	XA	99990000131			

作成履歴 メディア作成 受取票印刷 画面クリア

- ①患者情報エリア：患者ID、カナ氏名、生年月日等を表示するエリアです。（「患者詳細」をクリックで、別ウィンドウに患者情報を表示します）
- ②メディア作成情報エリア：メディア作成時の依頼内容を入力するエリアです。
- ③画像情報エリア：画像リストを表示するエリアです。本エリアでメディア作成する画像を選択します。